



НПК «НЕДРА-ТЕСТ»

Набор реактивов для определения железа

Арт: 4-009-01

Состав:

- Вода дистиллированная 0,5 л
- Соляная кислота 14%, 0,250 л
- Перекись водорода 3%, 0,25 л
- Сульфосалициловая кислота 200 г/л, 0,25 л
- Аммиак водный 1:1, 100 мл крышка-капельник
- Трилон Б 0,01М (0,02 Н 1 мл=400 мг [Ca²⁺]), 0,25 л

